



ACESSE A PÁGINA
DO PRODUTO



Rainoah

COLETE EASYTECH PRO



COLETE EASYTECH PRO

ALÍVIO PROFUNDO E MOBILIDADE TOTAL EM UM SÓ TOQUE

O **Colete Easytech Pro** da Rainoah foi projetado para oferecer uma experiência completa de relaxamento e bem-estar.

Com tecnologia de massagem profunda, bateria recarregável e design ergonômico, para proporcionar alívio de tensões, melhora na circulação e mobilidade total — perfeito para quem busca conforto em casa, no trabalho ou em viagens.



Valide sua garantia!

DESTAQUES DO PRODUTO

- Massagem shiatsu 5D que simula a pressão dos dedos humanos
- Bateria recarregável de longa duração
- 5 modos de massagem ajustáveis
- Função de aquecimento suave (38–42 °C)
- Design anatômico para pescoço, ombros e costas
- Uso sem fio e extremamente silencioso (nível de ruído abaixo de 45 dB)
- Tecido respirável e toque macio
- Desligamento automático após 15 minutos


FUNÇÕES E MODOS DE USO

- 02 níveis de intensidade.
- Sentido horário.
- Sentido anti-horário.
- Aquecimento 38° a 42°.

CARREGAMENTO

- Conecte o cabo USB ao adaptador de energia 5 V/2 A.
- O LED pisca durante o carregamento e permanece aceso ao concluir.
- Tempo médio de carga: 2 a 3 horas.
- O aparelho não funciona enquanto carrega.

INSTRUÇÕES DE USO

- Certifique-se de que o colete está carregado antes do uso.
- Coloque-o sobre a região dos ombros, pescoço ou costas.
- Pressione o botão “Power” por 3 segundos para ligar.
- Pressione novamente para alternar os modos de massagem.
- Para ativar o aquecimento, pressione o botão com o ícone .
- Ajuste a intensidade conforme o conforto.
- Após o uso, desligue e armazene em lugar arejado e seco.

Dica: use o colete por 15 minutos diários para obter os melhores resultados de relaxamento e circulação.

CUIDADOS E AVISOS DE SEGURANÇA

Evite o uso em caso de:

- Doenças cardíacas, inflamações, febre ou lesões musculares;
- Uso de marca-passo ou próteses metálicas;
- Gravidez, lactação ou pós-operatório recente;
- Problemas circulatórios graves ou varizes severas.
- Não use durante o sono.
- Não mergulhe o produto em água.
- Mantenha fora do alcance de crianças.
- Utilize roupas finas entre o colete e a pele.
- Desligue imediatamente se sentir desconforto.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 01 Colete Shiatsu Easytech Pro
- 01 Cabo USB de carregamento
- 01 Manual de instruções

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Limpe com pano levemente úmido e sabão neutro.
- Não utilize produtos abrasivos ou solventes.
- Evite dobrar o produto de forma acentuada durante o armazenamento.
- Mantenha longe de fontes de calor e umidade.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PARÂMETRO:

Alimentação
Entrada
Modo de Massagem
Função de aquecimento
Tempo de uso
Material
Nível de ruído
Peso

DESCRIÇÃO:

Bateria recarregável 7.4 V - 2000 mAh
5 V / 2 A
5 modos ajustáveis
38–42 °C
15 minutos por ciclo
PU + Tecido respirável
< 45 dB
Aproximadamente 1,2 kg

