



ACESSE A PÁGINA
DO PRODUTO



CINTA EMS CONFORT



CINTA EMS CONFORT

TECNOLOGIA INTELIGENTE PARA MODELAR, AQUECER E RELAXAR

A **Cinta Rainoah EMS Comfort** foi desenvolvida com tecnologia de microcorrente e aquecimento inteligente para promover modelagem corporal, relaxamento muscular e alívio de tensões. Ideal para quem busca resultados reais com praticidade e conforto, ela combina estímulo elétrico e aquecimento — perfeita para uso diário em casa, no trabalho ou durante atividades leves



Valide sua garantia!

DESTAQUES DO PRODUTO

- Tecnologia EMS (Eletroestimulação Muscular)
- Função de aquecimento inteligente com ajuste de intensidade
- 6 níveis de intensidade e 3 modos de massagem X-
- Design leve, anatômico e portátil
- Bateria recarregável com longa duração
- Desligamento automático em 20 minutos
- Uso seguro e silencioso, ideal para abdômen, costas e coxas

FUNÇÕES E MODOS DE USO

- Modo EMS: estimula a musculatura com microcorrentes, promovendo tonificação e relaxamento.
- Modo Aquecimento: ativa o calor localizado, auxiliando na circulação e na redução de tensões.
- Modo Combinado: integra EMS + aquecimento para resultados otimizados.
- Ajuste de Intensidade: pressione “+” para aumentar ou “-” para reduzir o nível.
- Troca de Modos: pressione o botão “M” para alternar entre os modos.
- Para se utilizar controle sem fio, é preciso manter o controle da cinta conectado.

INSTRUÇÕES DE USO

- Retire o conjunto de almofadas e encaixe o módulo principal no conector.
- Remova a película protetora das almofadas.
- Fixe a cinta na região desejada (abdômen, coxa, costas, etc.).
- Pressione e segure o botão “M” por 2 segundos para ligar.
- Ajuste o modo e a intensidade conforme seu conforto.
- Para ativar o aquecimento, pressione o botão com o ícone 🔥 (fogo).
- O equipamento desliga automaticamente após 20 minutos.
- Após o uso, desligue, limpe levemente e guarde com a película protetora.

CONTEÚDO NA EMBALAGEM

- 01 Cinta EMS Rainoah Comfort
- 01 Módulo eletrônico
- 01 Cabo USB para recarregamento
- 01 Manual de instruções

AVISOS DE SEGURANÇA

- Consulte um médico antes do uso se você: Possuir marca-passo ou dispositivo médico eletrônico; Estiver grávida, amamentando ou em tratamento médico; For portador de doenças cardíacas, febre, infecções ou distúrbios de pele.
- Não usar em: Coração, cabeça, pescoço, mucosas, feridas abertas ou áreas inflamadas; Regiões com implantes metálicos ou cirurgias recentes; Durante o sono ou banho.

CUIDADOS E LIMPEZA

- Limpe o módulo e a cinta com pano macio e levemente úmido.
- Não mergulhe em água e não use solventes ou álcool.
- As almofadas condutoras podem ser limpas com pano úmido ou lavadas rapidamente.
- Utilize gel condutor adequado (espessura de 1 mm).
- Substitua as almofadas quando perderem aderência (em média após 25–30 usos).

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PARÂMETRO

Modos de Massagem
Níveis de intensidade
Tempo de uso
Alimentação
Frequência
Tensão de operação
Material
Temperatura de trabalho
Peso do módulo

DESCRIÇÃO:

3 modos
6 níveis
20 minutos
Bateria 1000mAh recarregável
1-100Hz
3,7V / 30mA
ABS + PVC flexível + Tecido condutivo
10 - 35° C
42 g

