



ACESSE A PAGINA  
DO PRODUTO



*Rainoah*

MASSAGEADOR VISIO RELAX



## MASSAGEADOR VISIO RELAX

TECNOLOGIA E CONFORTO PARA SEUS OLHOS

O **Massageador VISIO RELAX** foi desenvolvido com **tecnologia de ponta** para oferecer alívio e relaxamento aos olhos. Ideal para quem passa longas horas em **frente a telas**, ele combina **pressão de ar, compressa quente, vibração e música** para proporcionar uma experiência completa de **bem-estar ocular**.



Valide sua garantia!

## DESTAQUES DO PRODUTO

- Massagem por pressão de ar
- Compressa quente com temperatura suave
- Vibração suave para estimular a circulação
- Música via Bluetooth para relaxamento adicional
- Transmissão de voz guiada
- Dobradiça de 180° para fácil transporte
- Design ergonômico e faixa elástica ajustável
- Portátil e recarregável via USB

## FUNÇÕES E MODOS DE USO

- Modo Automático: pressão de ar + calor + vibração + música
- Modo Proteção Ocular: pressão de ar + calor + música
- Modo Vitalidade: pressão de ar + vibração + música
- Modo Conforto: apenas compressa quente + música
- Modo Sono: pressão de ar + calor + música

## ANTES DO PRIMEIRO USO E CARREGAMENTO

- Conecte o cabo USB a um adaptador 5V-1A.
- O LED pisca durante o carregamento e permanece aceso ao finalizar.
- O aparelho não funciona enquanto está carregando.
- Após a carga completa, desconecte o adaptador da tomada.
- Para conectar o bluetooth, ligue no seu celular espere aparecer a rede “Eye Massager”, espere parear e aguarde o aviso sonoro.

## INSTRUÇÕES DE USO

- Ajuste a faixa elástica para encaixe confortável sobre os olhos.
- Remova óculos, lentes de contato ou acessórios antes do uso.
- Mantenha as mãos secas ao manusear o aparelho.
- Pressione o botão “Power” por 2 segundos para ligar ou desligar. Para alternar os modos, pressione rapidamente o botão “Power”. Para ligar ou desligar a música, pressione o botão de música duas vezes seguidas.
- O aparelho desliga automaticamente após 15 minutos de uso.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Função principal: Massagem ocular
- Modos de massagem: 5 ajustáveis
- Alimentação: DC 5V
- Corrente nominal: 1A Bateria: 1000mAh ou 1000mAh
- Tempo de uso por sessão: 15 minutos
- Pressão de ar, vibração, compressa quente, música via Bluetooth, transmissão de voz
- Portabilidade: Dobradiça 180°, leve e compacto

## CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 01 Massageador Visio Relax
- 01 Cabo USB para carregamento
- 01 Manual de instruções

## CUIDADOS E RECOMENDAÇÕES

- Não utilizar o aparelho com as mãos molhadas.
- Evitar quedas ou impactos.
- Não utilizar durante o carregamento
- Guardar em local seco e seguro após o uso.
- Não utilizar com cremes ou molhar o aparelho.
- Não indicado em casos de glaucoma, terçol, pós-cirurgia ocular, alergias, claustrofobia ou enxaqueca severa.

